### 【ふきふきチェックによる拭き取り ~ 発送までの流れ】

## 検査

依頼

書の作

成

拭

き

取


ŋ




- ◎検査依頼書の太枠内のご記入をお願い致します。
  - ・事業所名 および ご住所・ご連絡先
  - ・ご担当者様名
  - · 検体名称、検査項目

など記入漏れがないようお願い致します。

#### ■ 容器のラベル部分にマジック等で番号を記



**2** キャップを外します。その際に先端の綿球が 手に触れないように注意してください。また



#### 【注意事項】

- ◎容器への番号の記入は依頼書の番号(検体1、2…)とリンクさせてください。
- ◎拭き取り前後で容器内の水を抜かないようお願い致します。
- ◎検査をしたい箇所をまんべんなく拭き取ってください。

検査のご希望箇所を 拭き取り

# 発送準備





- ◎依頼書と容器に記入漏れがないか再度確認をして ください。
  - ①検体(ふきふきチェック)
  - ②検査依頼書(記入済み)
  - を、弊社までご送付願います。
  - ※特に冷蔵便など指定なし