


## 1 【シールの貼り方】



シールを「番号がキャップ側」になるように、容器に貼ってください。（矢印がキャップの向きです。）

注1) シールを違う向きで貼ってしまうと、バーコードが読み取れません。バーコードには検査情報が登録されています。（検査内容、検査日程など）他人のシールや過去に使用しなかった余ったシールを使用しないでください。

## 2 【トイレの座り方】



トイレットペーパーを折りたたんで置く

トイレットペーパーを折りたたんで便器に置いてから、排便してください。

### ◎ ワンポイントアドバイス

便器の形状により採取が難しい場合は重ねたトイレットペーパーを手に取り、排泄初期時に少量の大便を掴むようにして採取する方法もあります。

注2) 便器のたまり水に便が触れると雑菌が入り検査不可になる場合があります。ご注意ください。

## 3 【キャップの取り方】



しっかりと持ち、ゆっくりとスティックを引き抜いて、キャップを開けてください

### Q&A

Q : 便秘等で大便が出ない場合は？


A : 採便は2～5日であれば冷暗所で保存可能です。可能なタイミングで、事前採取をお願い致します。浣腸、下剤等の使用は問題ありません。採便スティックを直接肛門に挿入して便を取るなどの行為はおやめください。

Q : 生理や血便でも大丈夫？

A : 菌・ウイルスを直接検査するため問題ありません。


4

【便の採取方法】



大便

便の表面にスティックの先端部を数回挿して採取してください。



少ない 適量 多い



× ○ ×

便の量は図を参考にして採取してください。

5

【採便管の差し込み方】



カチッと音がするまで、しっかりと閉めてください。

6

【採便後の保管】

便を採取した採便管は冷暗所で保管してください。

◎ ワンポイントアドバイス

保存場所は冷蔵庫が理想的ですが、トイレの片隅、ロッカーの中など高温でなく温度が一定な場所であれば、常温保存でも構いません。

（ノロウイルス検査は冷凍保存です）

注3)

しっかりと閉めないで採取物が漏れる可能性があります。ご注意ください。カチッと音がするまで押し込めば、問題ありません。

ホームページは下記QRコードから



検便検査【細菌検査】



ノロウイルス検査

ご不明な点はどうぞお気軽にお問い合わせください

TEL.027-230-3411