

付加価値検査

検査項目	検査方法	現行価格(税込)	新価格(税込)
γ-アミノ酪酸(GABA)(遊離)	HPLC法	22,000	22,000
オメガ3脂肪酸/オメガ6脂肪酸検査	AOAC 996.06(定量限界:0.05%)	38,500	38,500
クエン酸	HPLC法	8,800	13,200
リンゴ酸	HPLC法	8,800	13,200
カカオポリフェノール	吸光光度法【フォリン-チオカルト法(Folin-Ciocalteu method)】日本食品標準成分表2020年版(八訂)分析マニュアル(文部科学省)準拠	22,000	22,000
ポリフェノール	吸光光度法【フォリン-チオカルト法(Folin-Ciocalteu method)】日本食品標準成分表2020年版(八訂)分析マニュアル(文部科学省)準拠	22,000	22,000
K値(魚の鮮度分析)	HPLC法	22,000	25,300