

栄養成分検査

検査項目	検査方法	現行価格(税込)	新価格(税込)	備考
栄養表示成分Aセット		13,200	13,200	水分、たんぱく質、脂質、灰分、炭水化物、エネルギー、ナトリウム(食塩相当量)
栄養表示成分Bセット		40,700	40,700	水分、たんぱく質、脂質、灰分、炭水化物、エネルギー、ナトリウム(食塩相当量)、食物繊維
栄養表示成分Cセット		7,700	7,700	水分、たんぱく質、脂質、炭水化物、エネルギー、ナトリウム(食塩相当量)
栄養表示成分Dセット		5,500	5,500	水分、たんぱく質、脂質、炭水化物、エネルギー
水分（栄養表示成分）	常圧加熱乾燥法、減圧加熱乾燥法等	1,650	1,650	
たんぱく質	改良ケルダール法 燃烧法	4,400	4,400	
脂質	エーテル抽出法、酸分解法等	4,840	4,840	
灰分	直接灰化法等	3,300	3,300	
炭水化物	水分、たんぱく質、脂質、灰分を 分析値後算出	13,200	13,200	
エネルギー(熱量)	修正アトウォーター法(たんぱく質、脂質、炭水化物の分析値より算出)	13,200	13,200	
ナトリウム	ICP発光分析、原子吸光光度法	5,500	5,500	
食物繊維	ブロスキー法(酵素-重量法)	27,500	27,500	
食物繊維	ブロスキー変法(酵素-重量法)	33,000	33,000	
糖質(炭水化物、食物繊維から算出)	水分、たんぱく質、脂質、灰分、食物繊維の分析値より算出	40,700	40,700	
単糖類・二糖類(1成分毎の検査)	HPLC法	13,200	14,520	
糖類検査(6種類セット)	HPLC法	27,500	30,250	
単糖・二糖類(塩分1%以上含む検体・1成分毎の検査)	HPLC法	16,500	18,150	
糖類検査(塩分1%以上含む検体・6類セット)	HPLC法	36,300	39,930	
アルコール、エタノール(液体限定)	GC/FID法	11,000	12,100	
アルコール含有量(固体)	GC/FID法	16,500	18,150	
酢酸 (含有する食品についてエネルギー算出に必要)	HPLC法	8,800	9,680	
比重(飲料用に供する液体限定)	固有振動周期測定方式	3,850	3,850	
比重(液体限定)	比重	880	880	

海外輸出用栄養表示成分検査

検査項目	検査方法	現行価格(税込)	新価格(税込)	備考
米国向け 栄養表示成分セット	食品衛生検査指針 GC/FID法 HPLC法等	135,300	148,830	たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム、エネルギー、食物繊維、カルシウム、鉄、カリウム
				飽和脂肪酸、トランス脂肪酸、コレステロール、糖類(ショ糖、果糖、ブドウ糖、麦芽糖、乳糖、ガラクトース)
				ビタミンD
香港向け 栄養表示成分セット	AOAC法等	118,800	130,680	水分、灰分、たんぱく質、総脂質、炭水化物、ナトリウム、エネルギー、 検体による追加項目 (食物繊維) 飽和脂肪酸、トランス脂肪酸、 糖分(単糖と二糖類)、 検体による追加項目 (有機酸、アルコール)
EU向け 栄養表示成分セット	食品衛生検査指針 GC/FID法 HPLC法等	85,800	94,380	エネルギー、水分、灰分、炭水化物、 たんぱく質、脂質、ナトリウム、食物繊維
				飽和脂肪酸、糖類(ショ糖、果糖、ブドウ糖、 麦芽糖、乳糖、ガラクトース)
				たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム、エネルギー、食物繊維、カルシウム、鉄、カリウム
カナダ向け 栄養表示成分セット	食品衛生検査指針 GC/FID法 HPLC法等	109,450	120,395	飽和脂肪酸、トランス脂肪酸、コレステロール、糖類(ショ糖、果糖、ブドウ糖、麦芽糖、乳糖、ガラクトース)
				エネルギー、水分、灰分、炭水化物、 たんぱく質、脂質、ナトリウム、食物繊維、
				飽和脂肪酸、トランス脂肪酸、コレステロール、糖類
シンガポール向け 栄養表示成分セット (生鮮食品以外)	食品衛生検査指針 GC/FID法 HPLC法等	98,780	108,658	エネルギー、水分、灰分、炭水化物、
				たんぱく質、脂質、ナトリウム
				飽和脂肪酸、トランス脂肪酸、糖類(ショ糖、果糖、ブドウ糖、麦芽糖、乳糖、ガラクトース)
台湾向け 栄養表示成分セット	食品衛生検査指針 GC/FID法 HPLC法等	65,780	72,358	

無機類分析

検査項目	検査方法	現行価格(税込)	新価格(税込)	備考
ナトリウム	ICP発光分析、原子吸光光度法	5,500	5,500	
カルシウム	ICP発光分析	5,500	5,500	
カリウム	ICP発光分析	5,500	5,500	
マグネシウム	ICP発光分析	5,500	5,500	
リン	ICP発光分析法、 バナドモリブデン酸吸光光度法	5,500	5,500	
銅(食品、環境)	ICP発光分析	5,500	5,500	
亜鉛	ICP発光分析	5,500	5,500	
鉄	ICP発光分析	5,500	5,500	
総水銀(Hg)	還元気化原子吸光光度法	5,500	6,600	
カドミウム(Cd)	ICP質量分析	5,500	5,500	
ヒ素	ICP質量分析	5,500	5,500	
鉛	ICP質量分析	5,500	5,500	
アルミニウム	ICP発光分析	5,500	5,500	
スズ	ICP発光分析	5,500	5,500	
バリウム	ICP発光分析	5,500	7,700	
クロム	ICP質量分析	7,150	7,700	
セレン	ICP質量分析	12,100	12,100	
モリブデン	ICP質量分析	11,000	11,000	
ニッケル	ICP質量分析	7,150	7,700	
六価クロム	溶出試験	14,300	14,300	検体必要量50g。 湿潤検体の場合は100g。
ヨウ素	ICP質量分析	16,500	16,500	

脂肪酸検査

検査項目	検査方法	現行価格(税込)	新価格(税込)	備考
脂肪酸	AOAC 996.06(定量限界:0.05%)	38,500	38,500	
飽和脂肪酸	AOAC 996.06(定量限界:0.05%)	38,500	38,500	
不飽和脂肪酸	AOAC 996.06(定量限界:0.05%)	38,500	38,500	
トランス脂肪酸	AOAC 996.06(定量限界:0.05%)	27,500	27,500	
一価不飽和脂肪酸	AOAC 996.06(定量限界:0.05%)	38,500	38,500	
多価不飽和脂肪酸	AOAC 996.06	38,500	38,500	

その他

検査項目	検査方法	現行価格(税込)	新価格(税込)	備考
遊離アミノ酸検査(20種)(うまみ成分検査)	HPLC法	33,000	36,300	
γ-アミノ酪酸(GABA)(遊離)	HPLC法	22,000	22,000	
グルタミン酸(遊離)	HPLC法	22,000	22,000	
酢酸	HPLC法	8,800	9,680	
クエン酸	HPLC法	8,800	13,200	
リンゴ酸	HPLC法	8,800	13,200	
コハク酸	HPLC法	8,800	13,200	
乳酸	HPLC法	8,800	13,200	
水分活性	電気抵抗式機器、コンウェイユニット法	5,500	5,500	
酸価(抽出なし)	滴定法(食品衛生検査指針)	2,200	2,200	対象検体:(液体状の)油
酸価(抽出あり)	滴定法(食品衛生検査指針)	4,950	4,950	対象検体:即席めん、油菓子など
過酸化物価(抽出なし)	滴定法(食品衛生検査指針)	3,300	3,300	対象検体:(液体状の)油
過酸化物価(抽出あり)	滴定法(食品衛生検査指針)	6,050	6,050	対象検体:即席めん、油菓子など
亜硝酸根(亜硝酸Naなど)	ジアゾ化-比色法	4,950	7,150	
合成着色料検査(LC-QTOF)	LC-QTOF法	33,000	39,600	
ソルビン酸	LC/MS/MS 法	22,000	22,000	
安息香酸	LC/MS/MS 法	22,000	22,000	
粘度	振動式ビスコメーター	5,500	5,500	
酸度	滴定法	5,500	5,500	
糖度(Brix糖度)	簡易糖度計測定	3,850	3,850	
ビタミンA(レチノール活性当量)		34,100	34,100	