

食品微生物検査

検査項目	検査方法	現行価格(税込)	新価格(税込)
一般生菌数	[定量] 標準寒天培地	2,200	2,200
大腸菌群	[定性] BGLB発酵管またはデソキシコレート寒天培地 等	2,200	2,200
大腸菌群数	[定量] デソキシコレート寒天培地 等	2,200	2,200
大腸菌群数 - GB 4789.3-2025	[定量] VRB寒天培地 等	7,700	4,400
大腸菌群最確数 (MPN)	[推定定量] BGLB発酵管	2,750	4,620
E.coli (糞便系大腸菌群)	[定性] EC発酵管 等	2,200	2,200
E.coli (糞便系大腸菌群) 最確数 (MPN)	[推定定量] EC発酵管	2,200	4,620
腸管出血性大腸菌6菌種 (O26, O103, O111, O121, O145, O157)	[定性] mEC+n培地、Real-Time PCR、特定酵素基質培地 等	16,500	16,500
腸管出血性大腸菌O157 - 簡易法	[定性] mEC培地、CT-SMAC寒天培地 等	3,300	3,300
腸管出血性大腸菌O26 - 簡易法	[定性] mEC培地、CT-RMAC寒天培地 等	3,300	3,300
腸管出血性大腸菌O103 - 簡易法	[定性] mEC培地、CT-SBMAC寒天培地 等	3,300	3,300
腸内細菌科菌群	[定性] BPW、VRBG寒天培地 等	3,300	3,630
黄色ブドウ球菌数	[定量] 卵黄加マンニット食塩寒天培地またはベアードパーカー寒天培地	2,200	2,200
黄色ブドウ球菌 - GB 4789.10-2016	[定性] 7.5%塩化ナトリウム含有ブイヨン、ベアードパーカー寒天培地、血液寒天培地 等	8,800	5,500
サルモネラ	[定性] BPW、RVS培地、TT培地、XLD寒天培地 等	2,750	3,300
サルモネラ最確数 (MPN)	[定量] BPW、RVS培地、TT培地、XLD寒天培地 等	11,000	11,000
サルモネラ - GB 4789.4-2024	[定量] BPW、RVS培地、TT培地、XLD寒天培地 等	5,500	7,150
カンピロバクター・ジェジュニ/コリ	[定性] プレストン培地、mCCDA 等	2,750	4,950
リステリア・モノサイトゲネス	[定性] Half-Fraser培地、Fraser培地、ALOA、PALCAM寒天培地 等	4,950	6,600
リステリア・モノサイトゲネス数	[定量] BPW、ALOA 等	14,850	4,400
腸炎ビブリオ	[定性] APW、TCBS寒天培地 等	2,750	3,630
腸炎ビブリオ最確数 (MPN)	[推定定量] APW、TCBS寒天培地 等	3,850	4,620
クロノバクター - ISO 22964:2017	[定性] BPW、CSB、CCI寒天培地 等	11,000	11,000
セレウス菌数	[定量] NGKG寒天培地 等	2,200	2,310
好気性芽胞形成菌数	[定量] 100℃、10分加熱後、標準寒天培地	2,750	3,850
嫌気性芽胞形成菌(クロストリジア) 数	[定量] クロストリジア測定用培地	2,750	2,860
ウェルシュ菌数	[定量] カナマイシン加卵黄CW寒天培地、PCRによる確認	2,750	2,860
緑膿菌数(対象:一般食品)	[定量] NAC寒天培地	3,300	3,300
耐熱性好酸性菌数 - 日本果汁協会 統一検査法	[定量] YSG寒天培地	5,500	5,500
【オプション】AAT鑑別 - ペルオキシダーゼ法	[確認] ペルオキシダーゼ 等	11,000	6,600
フラットサワー菌数	[定量] デキストローストリプトン寒天培地	3,850	4,070
乳酸菌数(対象:発酵乳など) - 乳等命令	[定量] BCP加プレートカウント寒天培地	2,750	2,970
乳酸菌数(対象:一般食品)	[定量] MRS寒天培地	2,750	2,970
真菌数(カビ・酵母分別)	[定量] CP加ポテトデキストロース寒天培地	4,400	2,200
真菌数(カビ分別)	[定量] CP加ポテトデキストロース寒天培地	2,200	2,200
真菌数(酵母分別)	[定量] CP加ポテトデキストロース寒天培地	2,200	2,200
耐熱性カビ数	[定量] 75℃、15分加熱後、CP加ポテトデキストロース寒天培地	3,850	2,860
無菌・恒温試験	[定性] チオグリコール酸培地	22,000	6,600
菌種同定	[確認] 菌種同定キット	11,000	12,100
ノロウイルス - ISO15216-1:2019	[定量] Real-Time RT-PCR	25,300	25,300
A型肝炎ウイルス - ISO15216-2:2019	[定量] Real-Time RT-PCR	22,000	22,000
官能試験(匂い・外観)		550	550
pH		880	880
英文報告書作成		1,650	1,650

ふきとり検査(厨房・キッチン)

検査項目	検査方法	現行価格(税込)	新価格(税込)
拭き取り調査10カ所 2項目セット (一般生菌数、大腸菌群数)	標準寒天培地、 デソキシコレート寒天培地	14,300	17,600
拭き取り調査10カ所 3項目セット (一般生菌数、大腸菌群数＋黄色ブドウ球菌数)	標準寒天培地、デソキシコレート寒天培地、卵黄加マンニット食塩培地	21,450	26,400
拭き取り調査5カ所 2項目セット (一般生菌数、大腸菌群数)	標準寒天培地、 デソキシコレート寒天培地	7,150	8,800
拭き取り調査5カ所 3項目セット (一般生菌数、大腸菌群数＋黄色ブドウ球菌数)	標準寒天培地、デソキシコレート寒天培地、卵黄加マンニット食塩培地	10,725	13,200
落下菌調査1カ所 2項目セット (一般生菌数、真菌数)	標準寒天培地、CP加PDA寒天培地	1,760	4,400
落下菌調査1カ所 3項目セット (一般生菌数、真菌数＋大腸菌群数)	標準寒天培地、CP加PDA寒天培地、デソキシコレート寒天培地	2,640	6,600